




KRYTEX MEGA LEATHER

طلاء حماية عضوي للجلد

العبوة: 50 ml

يحمي جلد المقصورة من الأوساخ ومن انتقال الصبغة من الملابس مثل الجينز، ويحافظ على مظهره الأصلي.

الخصائص الرئيسية

- يقلل انتقال الصبغة من الملابس إلى الحد الأدنى.
- يقلل الاتساخ ويسهل التنظيف.
- يحافظ على المظهر الأصلي للجلد.
- يحمي الجلد من التشقق.

المواصفات

زاوية التلامس	103°	عدد الطبقات الموصى به	2، بفاصل 10-15 دقيقة
مدة الحماية	حتى 6 أشهر	مدة التصبب قبل التسليم	≤ 8 ساعات
سماعة الطبقة	80-120 nm	معدل الاستهلاك	3-5 ml/m ²
مضاد للكهرباء الساكنة	نعم	الحجم	50 ml
مجال الاستخدام	جلد المقصورة		

طريقة الاستخدام

- 01 نظّف الجلد بمنظف المقصورة وفرشاة، ثم أزل البقايا بقطعة مايكروفايبر رطبة.
- 02 اتركه يجف تمامًا (3-4 ساعات) قبل المعالجة.
- 03 عند الحاجة، أزل الدهون باستخدام KRYTEX DEGREASER على قطعة مايكروفايبر.
- 04 ضعه جزءًا تلو الآخر ولمّعه فورًا (توخّ عناية إضافية مع المقصورات الداكنة).
- 05 ضع طبقتين بفاصل 10-15 دقيقة. مدة التصبب 8 ساعات على الأقل قبل تسليم السيارة.

التركيب والتخزين

التركيب	مذيب ألكاني، هيدروكربونات مفلورة، سيليكات ثلاثية الميثيل، أمينوسيليكون، بولي أورغانوسيلوكسان، رباعي إيثوكسي السيلان.
مدة الصلاحية	60 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +0...، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.